

FlowStream®

ПОРОШКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЧИСТКИ ЗУБОВ



Максимум комфорта

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

FlowStream® Comfort (40 мкм)

- ✓ Комфортное удаление наддесневой биоплёнки, плотного пигментированного налёта и пятен, а также слабоминерализованных зубных отложений с наддесневой поверхности зубов, с оголенного корня
- ✓ Очистка фиссур перед герметизацией и щадящая обработка эмали, не приводящие к гиперестезии зубов

FlowStream® (65 мкм)

- ✓ Удаление налёта и мягких отложений с наддесневой поверхности зубов
- ✓ Очистка фиссур перед герметизацией
- ✓ Удаление пигментаций, налёта курильщика
- ✓ Щадящее механическое отбеливание эмали

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Щадящее удаление налёта, мягких зубных отложений, пигментаций, отбеливание зубов
- ✓ Не приводит к гиперестезии зубов
- ✓ Порошок состоит из сферических частиц, «выметающих» из дефекта, и абразивных частиц колотой формы, очищающих поверхность твёрдых тканей

- FlowStream® Comfort
- нейтральный
 - вишня
 - экзотик
 - лимон
 - апельсин
 - кола
 - смородина
 - мята

Форма выпуска:
банка (300 г)

Аналоги по применению:

- FlowStream® Comfort
- Air Flow® Comfort (EMS, Швейцария),
 - «Аэр Профи» Комфорт (Омега Дент», Россия)
- FlowStream®
- «Аэр Профи» (Омега Дент», Россия),
 - «Аэр-Клиниз®» («ВладМиВа», Россия)