


ХРОНИЧЕСКИЙ ФИБРОЗНЫЙ ПУЛЬПИТ



ДИАГНОЗ:

Пациентка, 24 года, хронический фиброзный пульпит зуба 46

Лечение хронического фиброзного пульпита (условно необратимая форма пульпита) биологическим методом — попытка сохранения витальности пульпы зуба

- 1 — после удаления поражённых кариозным процессом участков эмали и дентина обнаружено точечное вскрытие полости зуба
- 2 — на дно кариозной полости на область вскрытого рога пульпы с помощью пародонтального зонда внесли **SM MTA® бы-стротвердеющий** (время начального твердения 15 минут)
- 3 — временная пломба из стеклоиономерного цемента
- 4 — через 14 суток была проведена реставрация композитом **SM Light®**
- 5 — контрольная RVG через 1 год (отсутствие изменений со стороны периодонта и костной ткани периапикальной области)

Благодарим автора за предоставленный материал